



CRUCIAL P1 NVMe M.2 SSD



MEHR GESCHWINDIGKEIT FÜR WENIGER GELD.

Egal, ob Sie versuchen, schneller ins Spiel zu kommen oder all Ihre wertvollen Erinnerungen zu speichern, die Crucial® P1 SSD ermöglicht es Ihnen. Die Kapazitäten beginnen bei 500 GB und reichen bis zu 2 TB. Beschleunigen Sie alles mit der neuesten NVMe™ PCIe®-Technologie. Die P1 wurde dafür entwickelt, das einzige Speicher-Upgrade zu sein, das Sie benötigen – Speicherkapazität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Beschleunigt alles.

CRUCIAL P1 SSD



Ausreichend Platz

Sicheres Laden und Speichern von bis zu 2 TB wichtiger Dateien auf Micron® NAND in einem winzigen M.2-Formfaktor.




Entscheidende Leistung

Die NVMe™ PCIe®-Technologie liefert sequentielle Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2.000/1.700 MB/s, so dass Sie Ihre Arbeit schneller als je zuvor erledigen und online konkurrieren können.



UP TO
2,000MB/S
READ SPEEDS

1,700MB/S
WRITE SPEEDS




Dauerhafter Wert

Die Crucial P1 SSD ist das einzige Speicher-Upgrade mit einer erschwinglichen Mischung aus Leistung und Kapazität, das Sie benötigen.

5 Jahre eingeschränkte Garantie¹

Aufgrund tausender Prüfstunden, dutzender Qualifikationsprüfungen und einem Erbe an preisgekrönten SSDs gewährleisten wir Ihnen eine 5-jährige eingeschränkte Garantie.

5 YEAR
LIMITED
WARRANTY



CRUCIAL P1 SSD



Einer der größten Speicherhersteller weltweit
 Crucial® beruht auf Microns Fachwissen und Technikkinnovationen. Micron entwickelt seit 40 Jahren einige der fortschrittlichsten Speichertechnologien weltweit.

Crucial P1 3D NAND NVMe PCIe SSD

Lebenserwartung (MTTF)

1,8 Millionen Stunden

Lebensdauer

500 GB Laufwerk: 100 TB geschriebene Bytes insgesamt, entspricht ca. 54 GB pro Tag über einen Zeitraum von 5 Jahren

1 TB Laufwerk: 200 TB geschriebene Bytes insgesamt, entspricht ca. 109 GB pro Tag über einen Zeitraum von 5 Jahren

2 TB Laufwerk: 400 TB geschriebene Bytes insgesamt, entspricht ca. 219 GB pro Tag über einen Zeitraum von 5 Jahren

Datenübertragungssoftware

Acronis® True Image™ für Crucial® Cloning-Software

Betriebstemperatur

0 °C bis 70 °C

Firmware

Durch den Benutzer aktualisierbare Firmware

Konformität

FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, CE, WEEE, RCM, Morocco, ICES, Halogen Free, RoHS, China RoHS, NVM Express™

Garantie¹

5 Jahre eingeschränkte Garantie

Einbau

Einfach zu befolgende Anweisungen und unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie auf crucial.de/ssd-install

Support

Weitere Ressourcen und Garantiefinformationen finden Sie auf crucial.de/support

Crucial P1 3D NAND NVMe PCIe M.2 SSD

Kapazität ²	Teilenummer	Verpackungsinhalt	Sequentielles Lesen MB/s ³	Sequentielles Schreiben MB/s ³	Zufälliger Lesevorgang 4 KB ³	Zufälliger Schreibvorgang 4 KB ³
500 GB	CT500P1SSD8	NVMe™ PCIe® M.2 SSD, Acronis® True Image™ für Crucial Cloning-Software und Installationsanweisungen	1.900	950	90k IOPS	220k IOPS
1 TB	CT1000P1SSD8	NVMe™ PCIe® M.2 SSD, Acronis® True Image™ für Crucial Cloning-Software und Installationsanweisungen	2.000	1.700	170k IOPS	240k IOPS
2 TB	CT2000P1SSD8	NVMe™ PCIe® M.2 SSD, Acronis® True Image™ für Crucial Cloning-Software und Installationsanweisungen	2.000	1.700	250k IOPS	250k IOPS

1. Die Garantie ist gültig für fünf Jahre ab dem ursprünglichen Kaufdatum oder bevor die maximal geschriebenen Bytes (Total Bytes Written, TBW), wie im Produktdatenblatt veröffentlicht und wie in den SMART-Daten des Produktes gemessen, geschrieben wurden, je nachdem, welches hiervon früher eintritt.

2. Ein Teil der Speicherkapazität ist für die Formatierung sowie für andere Zwecke belegt und zum Speichern von Daten nicht verfügbar. 1 GB entspricht 1 Milliarde Byte. Beim ersten Start steht nicht die gesamte Speicherkapazität zur Verfügung.

3. Typische I/O-Leistungswerte, gemessen mit CrystalDiskMark® mit aktiviertem Schreibcache und einer Warteschlangentiefe von 64 (QD = 8, Threads = 8). Der FOB-Zustand (Fresh-out-of-the-box) wird vorausgesetzt. Für Leistungsmessungen kann die SSD mit dem Secure Erase-Befehl auf den FOB-Zustand zurückgesetzt werden. Systemvariationen wirken sich auf die Messergebnisse aus.